



DNK Medikal
Sağlık Araç ve Gereçleri Pazarlama
güvenilir sonuç

**DENEK MARKASI İLE ÜRETİLEN
SOLÜSYONLAR VE FİKSATİFLERİN UBB KAYDI BULUNMAKTADIR
VE TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI,
AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK'E UYGUNDUR.**



T: +90 312 311 0081 F: +90 312 311 0082



denek_medikal@hotmail.com



Posta Cad. No.:17/28 Ulus / ANKARA

* DNK-PRO / DNK-BIOPRO ürünleri yerli üretimdir.





DNK Medikal

Sağlık Araç ve Gereçleri Pazarlama

güvenilir sonuç

ÇALIŞANA SAYGI & MESLEĞE GÜVEN

DNK-BİO / DNK-BİOPRO ÜRÜNLERİ:

- Farklı hacimlerde cam şişeler
- Dolumu yapılmış, tamponlanmış cam şişeler
- Güvenilir muhafaza ve sızdırmazlık
- Hazır etiket
- Kullanıma hazır (elleçleme gerektirmeyen)
- Üstün sabitleme kabiliyeti
- Geniş ağız, kullanım kolaylığı
- Biyopsi numunelerinin taşınmasında güvenlik
- DNK-PRO / DNK-BİOPRO %10 formaldehit içerir
- Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygunluk



DNK-BİO / DNK-BİOPRO Kullanıma Hazır Solüsyon Dolumu Yapılmış Tamponlanmış Formalin İçeren Patoloji Kapları



D Kaplar; %10 formalin içeren ve tamponlanmış solüsyondan oluşmaktadır.

Tüm ürünler, üretim sonrası kalite kontrolünden geçtikten sonra piyasaya sunulmakta ve bu anlamda tüm patoloji laboratuvarları için bir standardizasyon sağlanmış olmaktadır.

Farklı hacimlerde üretilen ürünler, tüm patoloji laboratuvarlarının ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Muhafaza için sızdırmaz ve yüksek kalite standartları içeren, etiketli, **CAM** kaplar kullanılmıştır.

Cam kaplar etiketlenerek patoloji laboratuvarlarında yaşanması olası karışıklıkların önüne geçilmiştir.

Avrupa Birliği'nin belirlediği yeni etiketleme ve depolama kriterlerine uygun üretilmektedir.

Kullanıma hazır patoloji kapları aşağıdaki hacimlerde sunulmaktadır.	
2 ml	Mikro tüp konik
2 ml	Mikro tüp düz taban
8-10 ml	Cam şişe
20 ml	Cam şişe
50 ml	Cam şişe
130 ml	Cam şişe



Kullanıcıların İsteğine Göre Litrelik Ürün Üretimi Yapılmaktadır.

Ürünler için plastik kap kullanımının ilerleyen zaman içerisinde sıvının koruyuculuğunu bozabileceği göz önüne alınarak üretimimizde SERTİFİKALI cam ürünler kullanılmaktadır

Kullanıma hazır haldeki ürünlerimiz hastanelerde ve laboratuvarlarda oluşabilecek kullanıcı riskini azaltmaktadır.

Önceliğimiz güvenilir materyal kullanımı, çalışanların sağlığı ve çalışan güvenliğidir.

